

Catálogo de Productos

Enfermedades de Transmisión Sexual



**Implementación Sofisticada
para Resultados Fáciles y Rápidos**



**Atención Hospitalaria y Atención Sanitaria
a Organizaciones, Gobierno y Empresas**





Enfermedades de Transmisión Sexual



Catálogo de Productos

- Test Rápidos HIV - 4° Generación
- Test Rápidos HIV
- Test Rápidos Hepatitis
- Test Rápidos Sífilis
- Test Rápidos HIV / Sífilis
- Kit de Diagnóstico Wiener

www.drogueriadimat.com.ar



TEST RÁPIDO HIV -4^a GENERACIÓN

DETERMINE™ HIV EARLY DETECT (ABBOTT)

EL NUEVO ESTÁNDAR PARA EL ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICO INMEDIATO DEL VIH.

Detecta infecciones más agudas en comparación a las pruebas de 2^a y 3^a generación, lo que ayuda a reducir la fase de letargo y permite detectar más casos en el momento en el que las personas poseen una alta capacidad de infección.

Tipo de muestra: Suero/plasma, sangre completa obtenida por punción digital y por venopunción

Método: Inmuncromatografía

Especificidad: 99,72 %

Sensibilidad: 100%

Presentación: 20 y 100 determinaciones

- Detecta más infecciones agudas
- Detecta más casos
- Facilita una derivación rápida a la atención adecuada
- Robusta con los principales subtipos en circulación
- Resultado rápido y exacto en tan solo 20 minutos
- Colabora en el proceso de descentralización, puede ser usado en espacios del primer nivel de atención.



REFERENCIA SKU: 7D 28 42 Y 7D 28 43



TEST RÁPIDO HIV 1/2

DETERMINE™ HIV- 1/2 (ABBOTT)

PRUEBA DE DETECCIÓN RÁPIDA DEL HIV USADA POR MILES DE MILLONES DE PERSONAS Y VALIDADA POR LA PRÁCTICA.

Detecta una amplia variedad de subtipos del HIV (consulte las instrucciones de uso). Esta versatilidad ayuda a trabajadores sanitarios de todo el mundo a diagnosticar infecciones individuales, controlar la prevalencia del HIV y permitir una atención rápida.

Tipo de muestra: Suero/plasma/sangre total

Método: Inmunocromatografía

Especificidad: 99,75 %

Sensibilidad: 100%

Presentación: 20 y 100 determinaciones

- **RÁPIDO:** Determine™ HIV-1/2 ofrece resultados claros y fiables en 15 minutos
- **FÁCIL DE UTILIZAR:** Solo unos pasos sencillos para conseguir mayor eficiencia en las pruebas

CON DÉCADAS DE USO Y MÁS DE 1400 MILLONES DE PRUEBAS REALIZADAS EN TODO EL MUNDO, **DETERMINE™ HIV-1/2 PERMITE A MILLONES DE PERSONAS CONOCER SU ESTADO DE VIH.**



REFERENCIA SKU: 7D 23 42 Y 7D 23 43



TEST RÁPIDO HEPATITIS B

DETERMINE HBsAg 2 (ABBOTT)

LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO MÁS SENSIBLE DEL MUNDO QUE DETECTA EL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE LA HEPATITIS B PARA SU USO CON SUERO, PLASMA O SANGRE ENTERA.

Es una prueba rápida de flujo lateral, fácil de usar y muy sensible que permite identificar de forma precisa y rápida a pacientes HBsAg positivos, lo que aumenta la detección de casos de VHB y facilita una atención adecuada y rápida en una gran variedad de entornos sanitarios.

Tipo de muestra: suero/plasma y sangre obtenida por punción digital o venopunción

Método: Inmunocromatografía

Especificidad: 99.6%

Sensibilidad analítica: 0,1 UI/ml%

Presentación: 100 determinaciones

- Detección de más casos.
- Detección precoz de la infección, es decir, mejores resultados clínicos para los pacientes.
- Un tiempo de respuesta rápido ayuda a reducir la pérdida de seguimiento de pacientes.
- Procedimiento sencillo que no necesita experiencia ni equipo de laboratorio.
- Flexibilidad de varios tipos de muestras.
- Detecta los principales mutantes de HBsAg (consulte el prospecto del producto).
- Ideal para su uso en una amplia variedad de entornos sanitarios



REFERENCIA SKU: 7D 25 43



TEST RÁPIDO HEPATITIS C

BIOLINE™ HCV(ABBOTT)

PRUEBA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C

Es una prueba rápida inmunocromatográfica para la detección cualitativa de anticuerpos específicos contra el HCV en suero, plasma o sangre completa humanos.

Tipo de muestra: suero, plasma o sangre completa (10 µl)

Método: Inmunocromatografía

Presentación: 30 determinaciones

Especificidad: 100%

Sensibilidad: 99,3%

Bioline™ HCV tiene autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para uso profesional de la salud. Esta prueba permite la detección rápida y fiable de anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (HCV) en 20 minutos o menos.



REFERENCIA SKU: 02FK10CE



TEST RÁPIDO SIFILIS

DETERMINE™ SYPHILIS TP (ABBOTT)

La sífilis está causada por el organismo *Treponema pallidum* y normalmente se transmite por contacto sexual; también se puede transmitir de madre a hijo (sífilis congénita). Tiene cura, pero si no se trata, puede causar daños cardíacos y neurológicos irreversibles.

Determine™ Syphilis TP es un inmunoanálisis cualitativo in vitro de lectura visual que se utiliza para detectar anticuerpos de *Treponema pallidum* en suero, plasma y sangre completa de origen humano.

Tipo de muestra: suero, plasma o sangre completa

Método: Inmunocromatografía

Especificidad: 100 %

Sensibilidad: 100%

Presentación: 100 determinaciones

- **RÁPIDO:** Determine™ Syphilis TP proporciona resultados claros y fiables en 15 minutos
- **FÁCIL DE UTILIZAR:** La prueba se realiza tan solo en un paso con suero y plasma, y en dos pasos con sangre completa.



REFERENCIA SKU: 7D 24 43



TEST RÁPIDO HIV/ SIFILIS

SD BIOLINE - HIV/SYPHILIS DUO (ABBOTT)

PRUEBA EN EL MISMO DÍA Y TRATAMIENTO PARA POTENCIAR SU PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN MATERNOINFANTIL (PTMI)

Es una prueba cualitativa rápida para la detección de anticuerpos contra todos los isotipos (IgG, IgM e IgA) específicos del VIH-1/2 y *Treponema pallidum* (TP) simultáneamente en suero, plasma o sangre completa de origen humano.

Tipo de muestra: Sangre completa, suero, plasma

Método: Inmunocromatografía

Desempeño:

- HIV : Sensibilidad - 100% / Especificidad - 100%
- Sífilis : Sensibilidad - 100% / Especificidad - 99.1%

Presentación: 25 determinaciones

- Detección de HIV y sífilis con un único dispositivo
- Apto para programas de PTMI
- Mayor comodidad para los pacientes
- Gestión eficaz del programa



REFERENCIA SKU: 06FK35CE



KIT DE DIAGNÓSTICO WIENER

CONTAMOS CON TODO EL PORTFOLIO DE PRODUCTOS WIENER PARA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.

Método: Elisa y Aglutinación RPR

Tipo de muestra: suero, plasma

Presentación: Equipo para 96 y 192 determinaciones

- HIV AG/AC - ELISA 4^a GENERACIÓN
- HIV 1 +2 - ELISA 3^a GENERACIÓN
- HEPATITIS B HBSAG ELISA
- HEPATITIS B (anti-HBc) ELISA
- HCV ELISA 3^a GENERACIÓN
- SIFILIS ELISA RECOMBINANTE v.4.0
- V.D.R.L. TEST ELISA
- RPR



ACERCA DE DIMAT

DISTRIBUIDOR DE INSUMOS PARA LABORATORIOS

Somos una empresa familiar especializada en la comercialización y distribución de TEST RÁPIDOS, REACTIVOS e INSUMOS para el Diagnóstico e Investigación de Laboratorio.

Con más de 10 años de experiencia en el mercado de la salud argentino, brindamos una SOLUCIÓN INTEGRAL a las necesidades más frecuentes de nuestros clientes; abarcando desde pequeñas empresas en el ámbito privado hasta complejas estructuras del sector estatal.

"EN DROGUERÍA DIMAT, EL FACTOR HUMANO HACE LA DIFERENCIA. "

Con un management joven, ágil y profesional, buscamos trascender el rol tradicional de "proveedor de servicios", para convertirnos en un "solucionador" y un "aliado estratégico" en el desarrollo de negocio de nuestros clientes.



ATENCIÓN SANITARIA Y HOSPITALARIA

- Material descartable
- Material de vidrio
- Reactivos
- Reactivos in vitro
- Test rápidos
- Precursores químicos
- Instrumental para Laboratorio





RAZONES PARA ELEGIRNOS


UNA EMPRESA HECHA POR SU GENTE.

Honestidad, vocación de servicio y dedicación son parte de nuestro ADN.

- Más de 10 años de experiencia en el mercado de la salud;
- Gestión personalizada y asesoramiento técnico/profesional;
- Amplia gama de productos, con stock en constante evolución y bajo demanda;
- Seriedad, compromiso y cumplimiento en los plazos de entrega;
- Alternativas de financiamiento y presupuestos "a medida";
- Staff en permanente formación y actualización con las últimas tendencias;
- Representante oficial de marcas de primer nivel internacional.



www.drogueriadimat.com.ar



DROGUERÍA

DIMAT

Factor Humano

ESTEMOS EN CONTACTO



+54 11 3969-2501



+54 9 11 2242-3100



www.drogueriadimat.com.ar



Comodoro Rivadavia 3425. Sarandí
Avellaneda (B1872) Bs. As., Argentina



www.drogueriadimat.com.ar