

# Enfermedades Respiratorias

## Catálogo de Productos 2023



**Distribuidor de Insumos para Laboratorios  
« TEST RÁPIDOS, REACTIVOS e INSUMOS »**

**Atención Hospitalaria y Atención Sanitaria  
a Organizaciones, Gobierno y Empresas**





## ÍNDICE DE CONTENIDO

+	<b>TEST RÁPIDOS COVID - 19</b>	<b>01</b>
+	<b>COVID - 19 - BIOLOGÍA MOLECULAR</b>	<b>03</b>
+	<b>TEST RÁPIDOS INFLUENZA</b>	<b>04</b>
+	<b>TEST RÁPIDOS RSV</b>	<b>06</b>
+	<b>TEST RÁPIDO STREPTOCOCCUS</b>	<b>07</b>
+	<b>TEST RÁPIDOS NEUMONÍA</b>	<b>09</b>
+	<b>INSUMOS PARA PCR</b> (HISOPOS Y TUBOS ESTÉRILES CON TAPA A ROSCA)	<b>10</b>





# TEST RÁPIDOS COVID 19

## PANBIO™ COVID-19 IGG/IGM RAPID TEST DEVICE

Detección : Anticuerpos IgG e IgM contra el SARS-CoV-2

Tipo de muestra: Muestra de sangre por punción digital

Presentación: 25 determinaciones y Kit Completo (incluye lancetas, bandas adhesivas y toallas con alcohol)

- Dispositivo de prueba rápida de flujo lateral.
- Detecta anticuerpos IgG / IgM causados por SARS-CoV-2.
- La prueba de anticuerpos se utiliza para determinar infección previa.
- Líneas de prueba separadas para IgG e IgM.
- Muestra de sangre por punción digital de 20 µL •
- Tiempo para obtener el resultado: 10-20 minutos •
- Procedimiento de prueba sencillo.



# TEST RÁPIDOS COVID 19

## PANBIO™ COVID-19 AG RAPID TEST DEVICE

Detección : Antígenos del SARS-CoV-2

Tipo de muestra: Hisopado Nasal / Nasofaríngeo

Presentación: 25 determinaciones

- El test rápido de Abbott Panbio™ COVID-19 Ag es un instrumento confiable y accesible para ayudar a los profesionales de salud a detectar infecciones de coronavirus a escala masiva, ayudando así a frenar la propagación del virus.
- El test obtiene resultados en 15 minutos, sin necesidad de instrumentos de laboratorio, utilizando la tecnología comprobada de flujo lateral.
- Las pruebas rápidas de antígeno ofrecen información crítica en la etapa del ciclo de la infección cuando el riesgo de contagio está más alto.





# COVID 19 - BIOLOGÍA MOLECULAR

## ID NOW™

Cuenta con una tecnología de amplificación isotérmica de ácidos nucleicos; todo dentro de un cartucho. En lugar de ciclos térmicos, el sistema utiliza enzimas para impulsar rápidamente el proceso de amplificación.

Con su diseño intuitivo y compacto, ID NOW™ es ideal en múltiples entornos médicos que intervienen en el cuidado del paciente.

### Tipo de muestra:

- Para el cartucho de Covid: hisopado directo.
- Para el cartucho de Influenza A&B y RSV: hisopado directo o medio de transporte.

**Ventajas:** El diseño intuitivo del instrumento ID NOW™ puede tener un impacto positivo en cualquier establecimiento médico.

- Fácil de usar, con solo unos requisitos mínimos de formación.
- Pantalla táctil muestra los resultados, lo que elimina errores de interpretación, transcripción y la necesidad de impresión.
- Pequeño tamaño ahorra espacio en el escritorio y se puede usar en cualquier entorno clínico.
- Bloqueo de CC.
- Conectividad bidireccional.
- Ofrece un rendimiento excepcional.
- Facilita los tratamientos antivíricos especializados y la administración de antimicrobianos.
- Las pruebas fiables de diagnóstico inmediato permiten reducir los costes sanitarios globales.

**La exclusiva tecnología de amplificación de ácidos nucleicos isoterma de ID NOW™ proporciona resultados moleculares en cuestión de minutos, lo que le permite tomar decisiones clínicas eficaces más rápidas.**



# TEST RÁPIDOS INFLUENZA

## SD BIOLINE INFLUENZA AG A/B/A (H1N1) PANDEMIC

Detección: Virus de la gripe A/B/A (H1N1) pandémico de UN SOLO PASO

Tipo de muestra: Hisopado Nasal / Nasofaríngeo

Presentación: caja x 10 determinaciones

Marca: Standard Diagnostics, Inc.®

- Inmunoensayo cromatográfico rápido de un solo paso para la detección cualitativa y diferencial de antígenos del virus de la gripe tipo A, tipo B y A (H1N1) pandémico directamente a partir de muestras nasales / faríngeas / nasofaríngeas tomadas con hisopo o muestras nasales / nasofaríngeas aspiradas.



# TEST RÁPIDOS INFLUENZA

## SD BIOLINE™ INFLUENZA ULTRA


**Detección:** Ensayo rápido para detectar y distinguir el virus de la influenza tipo A y B en pocos minutos.

**Tipo de muestra:** Hisopado ó Aspirado Nasofaríngeo

**Presentación:** caja x 10 Test/Kits

**Marca:** Standard Diagnostics, Inc.®

- Resultado confiable y fácil de leer en tan solo 8 minutos.
- Resultados fáciles de interpretar con líneas de 3 colores: verde, azul, rojo.
- Formato de casete con extracción de diluyente mejorada.
- Tubo de extracción con filtro que mejora la preparación de la muestra y minimiza la obstrucción.





# TEST RÁPIDOS RSV

## SD BIOLINE RSV

**Detección:** Ensayo inmunocromatográfico para la detección cualitativa del virus sincitial respiratorio (RSV) en NPS (secreción/aspiraciones nasofaríngeas).

**Método:** Flujo lateral

**Tipo de muestra:** NPA (secreción / aspirado nasofaríngeo)

**Tiempo de obtención de los resultados:** 15 minutos

**Presentación:** 25 pruebas

**Marca:** Standard Diagnostics, Inc.®

**Datos de rendimiento:**

- Sensibilidad: 92.3%
- Especificidad: 93.3%



# TEST RÁPIDOS STREPTOCOCCUS

## ABON™ STREP A RAPID TEST

Detección: Antígenos del Streptococcus del Grupo A (Strep A)

Tipo de muestra: Frotis de garganta

Presentación: caja x 25 unidades

Marca: ABON™ Strep A Rapid Test

- Detección cualitativo de antígenos del Streptococcus del Grupo A (Strep A)
- Rápida y fácil ejecución
- Fiable y cómodo. Resultados listos en 5´
- Solo uso profesional de diagnóstico in vitro.



# TEST RÁPIDOS STREPTOCOCCUS Y NEUMONÍA

## BINAXNOW™ STREP PNEUMONIAE

**Detección:** prueba rápida para la detección cualitativa del antígeno de *S. pneumoniae* en la orina de pacientes con neumonía y en el líquido cefalorraquídeo (LCR) de pacientes con meningitis.

**Tipo de muestra:** Orina, LCR


**Tiempo de obtención de los resultados:** 15 minutos

**Presentación:** 22 pruebas

**Datos de rendimiento:**

- Sensibilidad/especificidad en orina\*: 86 %/94 %
- Sensibilidad/especificidad en LCR\*\*: 97 %/99 %

La tarjeta para antígeno BinaxNOW™ *S. pneumoniae* permite la identificación rápida y precisa del antígeno de *S. pneumoniae* en pacientes con neumonía neumocócica y meningitis neumocócica gracias a una sencilla tecnología que ayuda al médico a establecer rápidamente un tratamiento específico.



\*Datos retrospectivos.

\*\*Datos prospectivos

Consulte el prospecto para obtener los datos completos de rendimiento..



# TEST RÁPIDOS NEUMONÍA

## BINAXNOW™ LEGIONELLA

**Detección:** prueba rápida para la detección cualitativa del antígeno del serogrupo 1 de *Legionella pneumophila* en la orina de pacientes con síntomas de neumonía.

**Tipo de muestra:** Orina

**Tiempo de obtención de los resultados:** 15 minutos

**Presentación:** 22 pruebas

**Datos de rendimiento:** Sensibilidad/especificidad: 95 %/95 %



# EQUIPAMIENTO PARA PCR

## (HISOPOS Y TUBOS ESTÉRILES CON TAPA A ROSCA)

### FLOCKED SWAB

Hisopos de Nylon para toma de muestras NASOFARINGEO  
(recomendadas para Covid -19)


Marca: Britania

Presentación:

- Estériles en envase individual (peel pack)
- Hisopos con punta de Nylon minitip flexible x 250 unidades.

Ventajas:

- Mayor recolección de secreciones y material celular.
- Liberación instantánea y completa de la muestra al medio de transporte.
- Varilla de plástico flexible con sitio de ruptura.
- Hisopos estériles envasados individualmente.
- Punta de tamaño minitip flexible.



# EQUIPAMIENTO PARA PCR

## (HISOPOS Y TUBOS ESTÉRILES CON TAPA A ROSCA)

### HISOPOS ESTÉRILES- MEUS

Hisopos de Dacrón para toma de muestras OROFARINGEOS  
(recomendadas para Covid -19)

Marca: Meus

#### Presentación:

- Estériles en envase individual (peel pack)
- Hisopos con punta de Dacrón : presentación individual.
- Utilizados para recoger, transportar y mantener las muestras de análisis de forma segura.
- Todas las materias primas utilizadas son atóxicas, certificadas según la normativa europea y Directivas de la FDA (EE. UU.).





## EQUIPAMIENTO PARA PCR

(HISOPOS Y TUBOS ESTÉRILES CON TAPA A ROSCA)

### TUBOS CÓNICOS TAPA A ROSCA ESTÉRILES

Tubos cónicos tapa a rosca estériles contruidos en Polipropileno de alta transparencia.

- Capacidad: 15ml.
- Fondo cónico. Tapa a rosca. Graduados de molde.
- Utilizados para el transporte de muestras tomadas en los hisopados.

Marca: MakLab

Presentación: Tubos estériles en bolsa individual x 50 unidades



# ACERCA DE DIMAT

## DISTRIBUIDOR DE INSUMOS PARA LABORATORIOS

Somos una empresa familiar especializada en la comercialización y distribución de TEST RÁPIDOS, REACTIVOS e INSUMOS para el Diagnóstico e Investigación de Laboratorio.

Con más de 10 años de experiencia en el mercado de la salud argentino, brindamos una SOLUCIÓN INTEGRAL a las necesidades más frecuentes de nuestros clientes; abarcando desde pequeñas empresas en el ámbito privado hasta complejas estructuras del sector estatal.

## "EN DROGUERÍA DIMAT, EL FACTOR HUMANO HACE LA DIFERENCIA. "

Con un management joven, ágil y profesional, buscamos trascender el rol tradicional de "proveedor de servicios", para convertirnos en un "solucionador" y un "aliado estratégico" en el desarrollo de negocio de nuestros clientes.



## ATENCIÓN SANITARIA Y HOSPITALARIA

- Material descartable
- Material de vidrio
- Reactivos
- Reactivos in vitro
- Test rápidos
- Precursores químicos
- Instrumental para Laboratorio





## RAZONES PARA ELEGIRNOS

### UNA EMPRESA HECHA POR SU GENTE.

Honestidad, vocación de servicio y dedicación son parte de nuestro ADN.

- Más de 10 años de experiencia en el mercado de la salud;
- Gestión **personalizada** y asesoramiento técnico/profesional;
- Amplia gama de productos, con stock en **constante evolución** y bajo demanda;
- Seriedad, compromiso y cumplimiento en los plazos de entrega;
- Alternativas de **financiamiento** y presupuestos "a medida";
- Staff en permanente formación y actualización con las últimas tendencias;
- Representante oficial de marcas de primer nivel internacional.







## ESTEMOS EN CONTACTO



+54 11 3969-2501



+54 9 11 2242-3100



[www.drogueriadimat.com.ar](http://www.drogueriadimat.com.ar)



Comodoro Rivadavia 3425. Sarandí  
Avellaneda (B1872) Bs. As., Argentina



[www.drogueriadimat.com.ar](http://www.drogueriadimat.com.ar)